

Omega Saltabletter



ANVENDELSE

Omega Saltabletter er specielt udviklet som regenerations salt til fuldautomatiske blødgøringsanlæg.
Til automatisk fremstilling af saltlage

TYPISK KEMISK ANALYSE

		Enhed	Indhold	Analysemetode
Vandindhold ved 110°C	H ₂ O	%	0,08	
På tør basis:				
Natriumchlorid	NaCl	%	99,9	
Andre opløselige salte		%	0,10	
Uopløseligt			spor	

FYSISKE DATA

Diameter	mm	25
Højde	mm	15
Vægt	g	14

VÆGTVOLUMEN

ca. 2,1

VÆGTTOLERANCE

Oplyses ved forespørgsel.

OPBEVARING

Opbevares rent og tørt, samt frostfrit. Det anbefales at der max. stables to paller i højden.

HOLDBARHED

99 måneder fra produktionsdato.

OPRINDELSESLAND

Frankrig

LEVERINGSMÅDE

	Antal sække	Antal kolli	Antal lag	Nettovægt
25 kg	40	40	8	1000 kg

EMBALLAGE

	Vare nr.	Mål i mm	Lukning	Sækketype	Palletype
25 kg	111350	535x370x150	Svejsning	PE-sække	Engangspalle

